


すきま ベッドの“隙間”に注意！



介護ベッド周りの隙間に頭や首など体を挟まれて亡くなる事故が起きています。



気を付けるポイント

☑安全基準を満たした製品を使用する。

→日本産業規格(JIS)の安全基準を満たした製品を利用しましょう。JISマーク付きの製品は安全基準を満たしています。

JIS T 9254



このマークが目印

☑クッションや保護カバー等で、挟まるおそれがある隙間をできるだけなくす。

→安全基準を満たした製品でも、使用者の身体能力や体格に応じて、あらかじめクッションや保護カバー、スペーサーで隙間をなくしておくことで、より安全に使用できます。